

GP CL DGC 251 L  
DGClean 250 ml  
pro nejlepší výsledky čištění u konvektomatů.

EAN: 4002515604502 / Číslo materiálu: 10172710 /  
Číslo starého materiálu: 23996125EU1



- Intenzivní síla rozpouštění tuků bez vzniku rušivých pachů.
- Snadné čištění díky stabilní přilnavosti
- Perfektně drží i na svislých plochách
- Bezpečné při styku s potravinami
- Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost