

DOS G 80/72

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 20–30 l

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.



- Vhodné pro všechny myčky nádobí řady PG 8172
- 448 mm mm sací trubice pro kanystry 20–30 l
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí

EAN: 4002515648698 / Číslo materiálu: 10210160 / Číslo starého materiálu: 67747022D

| | |
|------------------------------------|---------|
| Produktové zařazení | |
| Tankové myčky, průchozí | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Produktová kategorie | |
| Externí dávkovací systém | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Plast |
| Barva | Šedá |
| Rychlost čerpání v ml/60 s | 55 |
| Délka sací trubice v mm | 448 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 1 |
| Nulový vodič | N |
| AC/DC | AC |
| Napětí ve V | 200-230 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Celkový příkon v kW | 0,01 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 160 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 198 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 478 |
| Hmotnost netto v kg | 1,91 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,13 |