


UG 30-90/70-85

Podstavec, uzavřený

pro zvýšení přístroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.



- Vhodné pro všechny přístroje o šířce 90 cm, hloubce 70 cm

EAN: 4002515622506 / Číslo materiálu: 10210600 / Číslo starého materiálu: 69309002D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	317
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	700
Vnější rozměr, výška brutto v mm	310
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	610
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	15,60
Hmotnost brutto v kg	17,00