

UGT 44-60/85

Podstavec, uzavřený, s dvířky
pro ergonomické vkládání a vyjímání předmětů.



- poskytuje možnost uchovávání například procesních chemikálií

EAN: 4002515647295 / Číslo materiálu: 10259260 / Číslo starého materiálu: 69506001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	440
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	460
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	610
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	5,00
Hmotnost brutto v kg	6,40