

GP DC DDG 1001 L

Systémový čisticí prostředek a odvápnovač, 1 000 ml  
pro odvápnění tlakové parní trouby.

EAN: 4002515649763 / Číslo materiálu: 10265450 / Číslo starého materiálu: 23996126EU1



- Důkladné odstranění vápenatých usazenin
- Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
- Bezpečné použití – speciální receptura Miele
- Bez zbytků chemických látek po odvápnění
- Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost