


DKF 21-R
Filtr Longlife AirClean s možností regenerace
pro odsavač par Miele DA 6708 D.

EAN: 4002515652527 / Číslo materiálu: 10271460 / Číslo starého materiálu: 28996363EU1



- s aktivním uhlím – účinně neutralizuje nepříjemné pachy z vaření
- Jednoduchá regenerace jednou za půl roku v pečicí troubě
- Životnost 3 roky
- Při dodržování intervalů výměny výhodnější než jednorázový filtr
- Obsah: 4 filtry, rozměry: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm