

DKF 26-R
Filtr Longlife AirClean s možností regenerace
pro odsavač par Miele DA 7006 D.

EAN: 4002515652541 / Číslo materiálu: 10271480 / Číslo starého materiálu: 28996365EU1



- s aktivním uhlím – účinně neutralizuje nepříjemné pachy z vaření
- Jednoduchá regenerace jednou za půl roku v pečicí troubě
- Životnost 3 roky
- Při dodržování intervalů výměny výhodnější než jednorázový filtr
- Obsah: 2 filtry, rozměry: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm