

A 810

Krycí síť

pro optimální upevnění citlivých mytých předmětů.



- Rám z nerez oceli potažený plast. sítkou, velikost 445 × 215 mm
- Obzvláště odolný a trvanlivý

EAN: 4002515676783 / Číslo materiálu: 10283650 / Číslo starého materiálu: 69501700D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	470
Hmotnost netto v kg	0,44
Hmotnost brutto v kg	0,57