

A 810/1

Krycí síť

pro optimální upevnění citlivých mytých předmětů.



- Rám z nerez oceli potažený plast. sítkou, velikost 206 × 215 mm
- Obzvláště odolný a trvanlivý

EAN: 4002515671764 / Číslo materiálu: 10283670 / Číslo starého materiálu: 69501800D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Bílá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	232
Hmotnost netto v kg	0,28
Hmotnost brutto v kg	0,35