


KFR 20060 PF
Držák na láhve
pro bezpečné a úsporné skladování lahví v chladničce.

EAN: 4002515693377 / Číslo materiálu: 10363580 / Číslo starého materiálu: 36996097EU1



- Pro přístroje K 20.000 s vnitřním prostorem XL a PerfectFresh
- K vodorovnému a klidnému uskladnění (např. vína)
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z chromovaného kovu
- až pro 9 lahví, v závislosti na velikosti a tvaru