


DKF 1000 R
Filtr Longlife AirClean s možností regenerace
Proti nepříjemným pachům v kuchyni.

EAN: 4002515745489 / Číslo materiálu: 10427040 / Číslo starého materiálu: 28996369EU1



- pro CSDA 10x0/CSDA 7000 FL/
KMDA 7xxx
- Jednoduchá regenerace jednou za
půl roku v pečicí troubě
- Životnost 3 roky
- Při dodržování intervalů výměny
výhodnější než jednorázový filtr