

A 813

Adaptér

pro optimální přípravu přenosových instrumentů externím sprejem.

EAN: 4002515764282 / Číslo materiálu: 10456700 / Číslo starého materiálu: 68681300D



- pro použití v horním koši A 105/1
- Dvoudílné, skládá se z horního a spodního dílu vč. příslušenství

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Úložný díl, resp. adaptér pro násadce	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava stomatologického instrumentária	•
<b>Kapacita</b>	
Násadce [počet]	4
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	48
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Průměr v mm	45
Hmotnost netto v kg	0,19
Hmotnost brutto v kg	1,04
<b>Součásti balení</b>	
E 362 zaslepovací šroub [počet]	3
Tryska se silikonovou hadicí [počet]	4