

A 812

Adaptér

pro optimální přípravu přenosových instrumentů externím sprejem.

EAN: 4002515830307 / Číslo materiálu: 10619680 / Číslo starého materiálu: 68681200D



- Pro použití v horním koši O 177/1
- Vhodné až pro 4 přenosové instrumenty s externím sprejem
- Alternativně vhodné pro 3 koncovky pro Air Scaler a Piezo Scaler

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktová kategorie	
Úložný díl, resp. adaptér pro násadce	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Násadce [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	48
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Průměr v mm	45
Hmotnost netto v kg	0,21
Hmotnost brutto v kg	1,07
Součásti balení	
E 362 zaslepovací šroub [počet]	4
Filtrační destička FP	•