

E 473/2

Sítka

s víkem, vhodné pro různé nejmenší díly.



- K zavěšení
- Se snadným zavíráním víka

EAN: 4002515811962 / Číslo materiálu: 10623720 / Číslo starého materiálu: 69547303D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	88
Vnější rozměr, šířka netto v mm	66
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	66
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	0,10
Hmotnost brutto v kg	0,14