

A 834

Injektorová tryska

pro optimální čištění různých mytých předmětů, obzvláště pro rektoskopy.



- Vhodné pro rektoskopy, trokarová pouzdra a další předměty k mytí
- Vybaveno pružinou k nastavení výšky
- Pro nejlepší výsledky čištění díky bočním otvorům

EAN: 4002515940709 / Číslo materiálu: 10635650 /
Číslo starého materiálu: 69745403D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
čistící přístroj, malý, zubní	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, šířka netto v mm	8
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	152
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,04
Hmotnost brutto v kg	0,04