

DTD 2

Úložná vana

pro bezpečné umístění kanystrů na média ProCare.



- poskytuje místo pro 2 kanystry na média ProCare
- Bezpečný stojan pro kanystry z řady ProCare o objemu 5 a 10 l
- optimální vypouštění zbytků kanystrů díky úhlu sklonu
- Vhodné pro použití v boční skříni

EAN: 4002515933695 / Číslo materiálu: 10695460 / Číslo starého materiálu: 61910001D

Produktové zařazení	
ProCare	•
Zařazení přístroje	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8063	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Možnosti použití	
Bezpečné umístění kanystrů na média ProCare	•
Optimální vyprazdňování kanystrů na média ProCare	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Možnost umístění 2 kanystrů na média ProCare o objemu 5 nebo 10 litrů	•
Vhodné dno pro optimální vyprazdňování zbytků z kanystrů na média ProCare	•
Kapacita	
Kanystry s maximální velikostí 190 x 230 mm [počet]	2
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	62
Vnější rozměr, výška brutto v mm	74
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	327
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	463
Hmotnost brutto v kg	0,72