

A 817

Mycí pouzdro

pro optimální čištění ORL instrumentária.



- vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- včetně krytky a upevňovací sponky

EAN: 4002515880593 / Číslo materiálu: 10706260 / Číslo starého materiálu: 69681700D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Průměr v mm	24
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02