

E 499-5pc

Mycí zařízení

pro optimální uložení sacích, mycích a Verresových kanyl – balení: 5 kusů.



- možné jsou různé tvary přípojek u odsávacích a vyplachovacích kanyl
- kompatibilní se zavážecím vozíkem pro injektorovou trysku
- 5 držáků v balení

EAN: 4002515941317 / Číslo materiálu: 10707520 / Číslo starého materiálu: 69549905D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Mycí pouzdro	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	100
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	70
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	155
Průměr v mm	23
Hmotnost netto v kg	3,00
Hmotnost brutto v kg	3,50