

A 819

Mycí pouzdro

pro optimální čištění dutého instrumentária.

EAN: 4002515990278 / Číslo materiálu: 10721750 / Číslo starého materiálu: 68681900D



- např. pro magnetostruktivní ultrazvukové hroty, jako Cavitron
- vnitřní rozměr 108 mm
- včetně krytky s otvorem o Ø 10 mm
- S upevňovací sponkou

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Uložení	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava stomatologického instrumentária	•
<b>Kapacita</b>	
Ultrazvukové hroty [počet]	1
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	10
Vnější rozměr, šířka netto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	114
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02