

## LAC/DOUBLETEMP

Volič teploty

pro 2 programovatelné teploty.



- Pro jednoduché přepínání mezi 2 stanovenými teplotami
- Není k dispozici s ovládáním PLC
- Není k dispozici pro varianty s parním ohřevem

EAN: 4002515962220 / Číslo materiálu: 10818020 / Číslo starého materiálu: 59535006D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Hmotnost netto [kg]	1,00
Hmotnost brutto v kg	1,00