

LAC/TABLE70/500

Prodloužený odběrový stůl

pro více místa ke skládání a ukládání textilií na straně odběru.

EAN: 4002515962237 / Číslo materiálu: 10818030 / Číslo starého materiálu: 59535007D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
Produktová kategorie	
Stoly/příslušenství ke stolům	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	100
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	100
Hmotnost netto [kg]	5,00
Hmotnost brutto v kg	5,00

- Odebírací stůl poskytuje pracovní hloubku 700 mm
- Vhodné pro D 500