

## LAC/LONGFEED50

### Prodloužený vkládací stůl

s pásy v délce 50 cm, pro přesné vkládání textilu do mandlu.



- Optimalizovaná obslužná výška pro ergonomickou práci
- Velmi vhodné zejména pro velké kusy textilií

EAN: 4002515962299 / Číslo materiálu: 10818180 / Číslo starého materiálu: 59535012D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	200
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	500
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto [kg]	50,00
Hmotnost brutto v kg	50,00