


APFD 401
Nástavec
pro optimální uložení kelímků na léky.



- Vhodné pro umístění 60 kelímků na léky
- Vhodné pro umístění 10 APFD 402
- Vybaveno 10 řadami se vzdáleností vzpěr 36 mm
- maximální výška mytých předmětů 42 mm

EAN: 4002516152163 / Číslo materiálu: 10869810 / Číslo starého materiálu: 67540101D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktová kategorie	
Nástavec pro kelímky na léky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Kapacita	
Kelímky na léky [počet]	60
Nástavec APFD 402 [počet]	10

APFD 401
Nástavec
pro optimální uložení kelímků na léky.



EAN: 4002516152163 / Číslo materiálu: 10869810 / Číslo starého materiálu: 67540101D

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	58
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	414
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	430
Hmotnost netto v kg	1,22
Hmotnost brutto v kg	1,41