


APFD 402

Nástavec

pro optimální uložení víček pro kelímky na léky.



- Vhodné pro umístění 8 víček pro kelímky na léky
- Pro použití do nástavce košíku APFD 401
- Vhodné pro víčka o průměru 28 až 35 mm

EAN: 4002516152170 / Číslo materiálu: 10869850 / Číslo starého materiálu: 67540201D


Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktová kategorie	
Nástavec pro víčka kelímků na léky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Kapacita	
Víčko pro kelímky na léky [počet]	8

APFD 402

Nástavec

pro optimální uložení víček pro kelímky na léky.

EAN: 4002516152170 / Číslo materiálu: 10869850 / Číslo starého materiálu: 67540201D



Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,02