

TC 900

Nasazovací kryt

pro přístroje o šířce 90 cm bez kondenzátoru par nebo sušicího agregátu.



- Včetně zamykatelných servisních dvířek
- Zakrytování až ke stropu musí provést provozovatel

EAN: 4002515991756 / Číslo materiálu: 10880700 / Číslo starého materiálu: 69252003D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Kryt	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	840
Vnější rozměr, šířka netto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1045
Vnější rozměr, výška brutto v mm	990
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	48,90
Hmotnost brutto v kg	63,90