

TC 1150

Nasazovací kryt

pro přístroje o šířce 115 cm bez kondenzátoru par nebo sušicího agregátu.

EAN: 4002515992128 / Číslo materiálu: 10880750 / Číslo starého materiálu: 69252004D



- Včetně zamykatelných servisních dvířek
- Zakrytování až ke stropu musí provést provozovatel

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Kryt	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1002
Vnější rozměr, šířka netto v mm	835
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1200
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1002
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	835
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	60,13
Hmotnost brutto v kg	75,13