

DS 10

Membránové dávkovací čerpadlo
pro kanystry o objemu 10 l, k dávkování tekutých médií.



- K dovybavení přídatnými dávkovacími čerpadly
- K dávkování čističů, leštidel a neutralizačních prostředků
- Vč. nasávací trubice pro kanystry 10 l
- Dodávka: dávk. čerpadlo, trubice, kontrola množství a hadice

EAN: 4002515992241 / Číslo materiálu: 10880870 / Číslo starého materiálu: 69249101D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
AC/DC	DC
Napětí ve V	24
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	1,05
Hmotnost brutto v kg	1,25