

CM/1
ConductivityMeter
pro měření vodivosti a indikace výměny patrony.

EAN: 4002516057420 / Číslo materiálu: 10889920 / Číslo starého materiálu: 69450002D



- Vhodné pro patrony pro úplnou demineralizaci
- Optická a akustická indikace výměny patrony
- 10 bodů sepnutí v rozsahu měření 0–199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Řádkový displej, možné připojení k externí LED
- Včetně držáku na stěnu a síťového zdroje

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Černá

CM/1
ConductivityMeter
pro měření vodivosti a indikace výměny patrony.

EAN: 4002516057420 / Číslo materiálu: 10889920 / Číslo starého materiálu: 69450002D



Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	125
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	52
Vnější rozměr, výška brutto v mm	155
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	310
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	1,56
Hmotnost brutto v kg	2,16