

PR

Vestavná protokolovací tiskárna
pro tisk procesních protokolů.



EAN: 4002516024040 / Číslo materiálu: 10931290 / Číslo starého materiálu: 69247003D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8617	•
Produktové vlastnosti	
Barva	Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	190
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	291
Hmotnost netto v kg	0,92
Hmotnost brutto v kg	2,50