

FP 900

Podstavec

vč. spodní vany a otvorů pro vypouštěcí instalace.



- Vhodné pro všechny 2dveřové přístroje o šířce 90 cm
- Rám s vestavěnou záchytnou vanou z nerez oceli
- Vhodné pro přístroje s odtok. ventilem nebo odtokovým čerpadlem

EAN: 4002516031925 / Číslo materiálu: 10941870 / Číslo starého materiálu: 69253005D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8616	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	100
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	990
Vnější rozměr, výška brutto v mm	161
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	935
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	25,20
Hmotnost brutto v kg	36,30