

A 500

Vozík

s 1 úrovní pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- Pomocí A 603 lze rozšířit na 2 úrovně

EAN: 4002516050421 / Číslo materiálu: 10973880 / Číslo starého materiálu: 69650001D

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík pro nástavce | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Kapacita | |
| Sítové misky DIN [počet] | 3 |
| Sítové misky SPRI [počet] | 2 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 153 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 650 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 790 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 170 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 660 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 810 |
| Hmotnost netto v kg | 4,70 |
| Hmotnost brutto v kg | 5,00 |