

A 501

Vozík

se 4 úrovněmi pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- Pomocí zásuvek A 601 lze rozšířit na 5 nebo 6 úrovní

EAN: 4002516050438 / Číslo materiálu: 10973890 / Číslo starého materiálu: 69650101D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	18
Sítové misky SPRI [počet]	12
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	659
Vnější rozměr, šířka netto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	710
Vnější rozměr, výška brutto v mm	795
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	860
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	715
Hmotnost netto v kg	9,80
Hmotnost brutto v kg	31,00