

A 503

Vozík

bez přihrádek, pro čištění laboratorního skla/laboratorních potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- podle velikosti lze použít až 6 modulů
- Horní lištu a horní vzpěru lze odstranit

EAN: 4002516050445 / Číslo materiálu: 10973900 / Číslo starého materiálu: 69650301D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Vozík s modulovou spojkou	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	433
Vnější rozměr, šířka netto v mm	790
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	650
Vnější rozměr, výška brutto v mm	790
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	860
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	715
Hmotnost netto v kg	17,00
Hmotnost brutto v kg	20,00