


A 601

Nástavec

pro přidání dodatečné úrovně do vozíku A 501.



- Bez ostříkovačícího ramene

EAN: 4002516050513 / Číslo materiálu: 10973970 / Číslo starého materiálu: 69660101D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	3
Sítové misky SPRI [počet]	2
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	33
Vnější rozměr, šířka netto v mm	590
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	775
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	610
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	790
Hmotnost netto v kg	2,12
Hmotnost brutto v kg	2,96