

A 603
Nástavec
pro rozšíření vozíku A 500 na 2 úrovně.



- S ostříkovacím ramenem

EAN: 4002516050520 / Číslo materiálu: 10973980 / Číslo starého materiálu: 69660301D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	3
Sítové misky SPRI [počet]	2
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	565
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	780
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	710
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	6,80
Hmotnost brutto v kg	13,80