

A 606

Modul

pro použití např. nástavců na laboratorní sklo v horní úrovni vozíku A 503



- S ostříkovacím ramenem

EAN: 4002516050537 / Číslo materiálu: 10973990 / Číslo starého materiálu: 69660601D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	97
Vnější rozměr, šířka netto v mm	505
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	606
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	620
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,00