

A 314

Sítová miska

pro optimální přípravu oftalmologického dutého instrumentária.



- včetně 1 mycí lišty pro připojení oftalmol. instrumentária
- sítová miska s odnímatelným víkem
- zvláště vhodný pro vozík A 207

EAN: 4002516321262 / Číslo materiálu: 10979670 / Číslo starého materiálu: 69631400D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	38
Vnější rozměr, šířka netto v mm	223
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	151
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	245
Hmotnost netto v kg	0,72
Hmotnost brutto v kg	0,85