


A 605

Modul

pro optimální přípravu trubiček, ampulí, reagenčních lahví atd.



- Vybaveno 98 injektorovými tryskami
- Max. V 160 mm, max. Ø 20 mm
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516063339 / Číslo materiálu: 10999010 / Číslo starého materiálu: 69660500D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	98
Ampule [počet]	98
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	158
Vnější rozměr, šířka netto v mm	254
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	604
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	4,40
Hmotnost brutto v kg	6,40