

A 612
Modul
pro optimální přípravu velkoobjemového laboratorního skla.



- Individuální vybavení injektorovými tryskami
- Vhodné pro laboratorní lahve 2–10 l, kulaté baňky 2–6 l
- Vhodné pro Erlenmeyerovy baňky 2–5 l, odměrné baňky 2–5 l
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516063353 / Číslo materiálu: 10999050 / Číslo starého materiálu: 69661200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Velkoobjemové laboratorní sklo [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	221
Vnější rozměr, šířka netto v mm	253
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	608
Vnější rozměr, výška brutto v mm	245
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	270
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	635
Hmotnost netto v kg	3,60
Hmotnost brutto v kg	4,40