


A 613  
Modul  
pro optimální přípravu pipet a měrných pipet.



- Vybaveno 98 injektorovými tryskami
- Vhodné pro odměrné pipety s objemem 1–50 ml
- Vhodné pro plné pipety s objemem 1–100 ml
- Lze používat ve vozíku A 503

EAN: 4002516063360 / Číslo materiálu: 10999070 / Číslo starého materiálu: 69661300D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro pipety	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Pipety [počet]	98
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	194
Vnější rozměr, šířka netto v mm	254
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	604
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	270
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	4,40
Hmotnost brutto v kg	6,40