

A 620

Modul

pro optimální přípravu laboratorního skla, s 10 místy s injektory.



- Individuální vybavení max. 10 tryskami
- Lze používat ve vozíku A 503
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516063391 / Číslo materiálu: 10999100 / Číslo starého materiálu: 69662000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Součást systému EasyLoad	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	113
Vnější rozměr, šířka netto v mm	133
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	608
Vnější rozměr, výška brutto v mm	145
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	620
Hmotnost netto v kg	0,77
Hmotnost brutto v kg	1,82