

A 621

Modul

pro optimální přípravu laboratorního skla, s 20 místy s injektory.



- Individuální vybavení max. 20 tryskami
- Lze používat ve vozíku A 503
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516063407 / Číslo materiálu: 10999110 / Číslo starého materiálu: 69662100D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	20
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	113
Vnější rozměr, šířka netto v mm	173
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	608
Vnější rozměr, výška brutto v mm	165
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	660
Hmotnost netto v kg	1,11
Hmotnost brutto v kg	2,24