

A 622

Modul

pro optimální přípravu laboratorního skla, s 36 místy s injektory.



- Individuální vybavení až 36 tryskami
- Lze používat ve vozíku A 503
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516063414 / Číslo materiálu: 10999120 / Číslo starého materiálu: 69662200D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Součást systému EasyLoad	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	36
Lahve [počet]	36
Kulaté baňky [počet]	36
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	113
Vnější rozměr, šířka netto v mm	204
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	608
Vnější rozměr, výška brutto v mm	145
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	625
Hmotnost netto v kg	1,42
Hmotnost brutto v kg	2,53