

A 506

Vozík

se 4 úrovněmi pro mytí laboratorního skla a potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek

EAN: 4002516063223 / Číslo materiálu: 10999130 / Číslo starého materiálu: 69650600D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík pro nástavce	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
<b>Kapacita</b>	
Sítové misky DIN [počet]	12
Sítové misky SPRI [počet]	8
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	555
Vnější rozměr, šířka netto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	4,40
Hmotnost brutto v kg	6,40