

A 623  
Modul  
pro optimální uložení odměrných válců.



- Vybaveno 4 tryskami
- Pro odměrné válce s kapacitou 1–2 l
- Výklopné opěrky pro snadnou manipulaci

EAN: 4002516071440 / Číslo materiálu: 11025560 / Číslo starého materiálu: 69662300D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro odměrný válec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava odměrných válců	•
<b>Kapacita</b>	
Odměrné válce [počet]	4
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	437
Vnější rozměr, šířka netto v mm	255
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	608
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	6,30
Hmotnost brutto v kg	7,80