

A 846

Injektorová tryska

s opěrkou, pro čištění laboratorních láhví a kulatých baněk.



- Pro laboratorní lahve do 10 l a kulaté baňky do 6 l
- délka trysky: 127 mm, délka trysky s držákem: 158 mm
- Ø trysky: 10 mm
- Vhodné pro modul A 313 a A 612

EAN: 4002516071464 / Číslo materiálu: 11025590 / Číslo starého materiálu: 69684600D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, null, Plast
Barva	Nerez, Černá, Šedá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	158
Vnější rozměr, šířka netto v mm	110
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	110
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	145
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	265
Hmotnost netto v kg	0,23
Hmotnost brutto v kg	0,37