

A 847

Injektorová tryska  
s opěrkou, pro čištění Erlenmeyerových baněk.



- pro Erlenmeyerovy baňky do 5 l
- Délka trysky: 127 mm
- Ø trysky: 10 mm, Ø uložení: 142 mm
- Vhodné pro modul A 313 a A 612

EAN: 4002516071471 / Číslo materiálu: 11025600 / Číslo starého materiálu: 69684700D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	170
Vnější rozměr, šířka netto v mm	249
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	35
Vnější rozměr, výška brutto v mm	305
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,12
Hmotnost brutto v kg	0,27