

LAC/TABLE70/800

Prodloužený odběrový stůl

pro více místa ke skládání a ukládání textilií na straně odběru.

EAN: 4002516075998 / Číslo materiálu: 11034960 / Číslo starého materiálu: 59535035D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Stoly/příslušenství ke stolům	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	100
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	100
Hmotnost netto [kg]	5,00
Hmotnost brutto v kg	5,00

- Odběrový stůl nabízí pracovní hloubku 700 mm
- Vhodné pro D 600 a D 800