

A 306/1

Modul

pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla.



- Vhodné pro 4 odměrné válce objemu 1–2 litry, vysoký tvar
- Vhodné pro 2 odměrné válce 1–2 l, nízký tvar a dva vysoký tvar
- Dosedací a opěrné plochy potažené Rilsanem
- Odměrné válce lze vyjmout u modulu použitého v zařízení
- maximální délka odměrných válců: 500 mm
- Do košů A 150 a APLW 106 lze vložit až 2 moduly

EAN: 4002516076254 / Číslo materiálu: 11035210 / Číslo starého materiálu: 69630601D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro odměrný válec	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast, Drát, potažený Rilsanem
Barva	Nerez, Černá, Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava odměrných válců	•
<b>Kapacita</b>	
Odměrné válce [počet]	4
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	235
Vnější rozměr, šířka netto v mm	418
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	2,10
Hmotnost brutto v kg	3,10