


APFD 200  
Nástavec  
pro optimální uložení plicní automatiky.



- Vhodné pro bezpečné uložení 6 plicních automatik
- Příslušenství: 2 koše na malé díly, každý s 3 barev. přihrádkami
- Vzduchová přípojka a indikátor stlačeného vzduchu
- Připojení pomocí rychlospojek (kompatibilní s Parker Rectus 25)
- maximální výška mytých předmětů 275 mm, průměr 12–95 mm

EAN: 4002516080473 / Číslo materiálu: 11045740 / Číslo starého materiálu: 67020001D

<b>Produktové zařazení</b>	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8063	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec pro plicní automatiku	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Indikátor stlačeného vzduchu	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava plicní automatiky	•
<b>Kapacita</b>	
Plicní automatika [počet]	6
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	153
Vnější rozměr, šířka netto v mm	484
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	452
Vnější rozměr, výška brutto v mm	32
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	615
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	50
Hmotnost netto v kg	6,10
Hmotnost brutto v kg	6,61